



Podologische Schleifkappen und Schleifkappenträger

Neue Formen für noch mehr Präzision!

Wir haben neue Formen für unsere innovativen Schleifkappen und Schleifkappenträger entwickelt, damit wir Ihnen noch mehr passendes Werkzeug für podologische Anwendungen zur Verfügung stellen können. Sowohl unsere patentierte SK THERMO als auch die SK PODO sind nun in der Ausführung „konisch“ und „spitz“ in den Qualitäten grob, mittel, fein erhältlich. Die dazu passenden Schleifkappenträger gibt es in verschiedenen Größen und ebenfalls in „konisch“ und „spitz“. Unsere neuen Formen sind natürlich auch CE-gekennzeichnet und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte.








SK THERMO – Extra sanfter Schutz mit Farbwechseltechnologie

Unsere hochmodernen THERMO-Schleifkappen warnen durch einen 2-stufigen Farbwechsel vor Überhitzung und Schädigung der Haut. So sorgen sie für mehr Sicherheit in der medizinischen Fußpflege und eine angenehme Behandlung ohne Kribbeln und Schmerzen.

SK THERMO, konisch

Produktabbildung	1:1	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Qualität	empf. Drehzahl U/min	 *
		A2108112080	SK THERMO 11 mm konisch	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A2108112150	SK THERMO 11 mm konisch	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10




SK THERMO, spitz

Produktabbildung	1:1	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Qualität	empf. Drehzahl U/min	
		A21080073080	SK THERMO 7 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21080073150	SK THERMO 7 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21080103080	SK THERMO 10 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21080103150	SK THERMO 10 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21080133080	SK THERMO 13 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21080133150	SK THERMO 13 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10












SK PODO – Hygienischer Schutz mit Antihaft-Effekt

Mit der SK PODO lassen sich bereits bei geringem Anpressdruck große Mengen Hornhaut entfernen. Dank innovativem Aufbau und Antihaft-Effekt ist die Schleifkappe bei der Anwendung deutlich schonender und effizienter, da sich auf der Kappenoberfläche praktisch keine Hautreste absetzen.

SK PODO, konisch

Produktabbildung	1:1	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Qualität	empf. Drehzahl U/min	
		A2110051080	SK PODO 5 mm konisch	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A2110051150	SK PODO 5 mm konisch	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A2110051320	SK PODO 5 mm konisch	fein	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A2110112080	SK PODO 11 mm konisch	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A2110112150	SK PODO 11 mm konisch	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10

SK PODO, spitz

Produktabbildung	1:1	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Qualität	empf. Drehzahl U/min	
		A21100053080	SK PODO 5 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100053150	SK PODO 5 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100073080	SK PODO 7 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100073150	SK PODO 7 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100103080	SK PODO 10 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100103150	SK PODO 10 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100133080	SK PODO 13 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100133150	SK PODO 13 mm spitz	mittel	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100163080	SK PODO 16 mm spitz	grob	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10
		A21100163320	SK PODO 16 mm spitz	fein	7.000 – 10.000 (max. 11.000)	5 x 10









* Jeder Karton enthält 5 PE-Beutel à 10 Schleifkappen.



Schleifkappenträger GT PODO – präzise und passgenau

Der Schleifkappenträger GT PODO garantiert auch in der spitzen und konischen Form eine hohe Passgenauigkeit und eine sichere Behandlung.

GT PODO, Schaft 2,35 x 40 mm

Produktabbildung	1:1	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	empf. Drehzahl U/min	 *
		A25100512	GT PODO 5 mm konisch	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A25101122	GT PODO 11 mm konisch	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A251000532	GT PODO 5 mm spitz	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A251000732	GT PODO 7 mm spitz	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A251001032	GT PODO 10 mm spitz	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A251001332	GT PODO 13 mm spitz	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1
		A251001632	GT PODO 16 mm spitz	7.000–10.000 (max. 11.000)	5 x 1

* Jeder Karton enthält 5 PE-Beutel à 1 Schleifkappenträger.

Anwenderfreundlich, kundenorientiert, innovativ und flexibel:

LUKAS Podological – Spezialist für Schleifkappen und Schleifkappenträger

LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG
 Gebrüder-Lukas-Straße 1
 51766 Engelskirchen (Deutschland)
 Fon +49 2263 84-0
 Fax +49 2263 84-327 (Vertrieb National)
 Fax +49 2263 84-300 (Vertrieb International)
 le@lukas-erzett.de

Ihr Fachhändler: